



檢驗報告

Analysis Report

報告編號：170728-004-001-A

報告日期：2017/08/08

樣品名稱：老樟樹牛樟芝滴丸
樣品資訊：市售完整包裝 有效期限二年
委託者：老樟樹生物科技有限公司
委託者地址：雲林縣莿桐鄉四合村后埔路32之5號
委託日期：2017/07/28
分析日期：2017/07/31~2017/08/07
檢驗項目：農藥殘留310項[#]
檢驗方法：食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法 (五)(衛生福利部103年7月3日部授食字第1031900615號公告修正)。(註1)

	檢驗項目		安全容許量
檢驗結果：	Pesticide Residues (310)	農藥殘留310項 未檢出 (N.D.)	-
	-以下空白-		

報告簽署人：

Shu chuan ykiao



Technical Manager signed for and on behalf of
Hyper Quantum Technologies, Ltd.

- 備註：
1. 方法之定量極限詳見附表一，低於定量極限之檢驗結果以未檢出 (N.D.) 表示。
 2. *表示該檢驗項目屬認證範圍。
 3. 本檢驗報告所列之安全容許量，是以報告日期當日參照行政院衛生福利部食品藥物管理署發佈之最新公告，其值僅供作參考，實際安全容許量以主管機關發佈之最新公告為準。
 4. #表示該檢驗項目係委由外包單位執行分析。
 5. 本檢驗報告樣品是由顧客送樣，且由顧客聲稱並經確認。本檢驗報告僅對本樣品負責，有效期限為5年。
 6. 本檢驗報告所記載事項，僅供作參考資料，不得做為廣告之用。未經本公司實驗室書面同意不得摘錄、複製，但全部複製除外。

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋇騰科技股份有限公司 / 新速食檢測中心: 高雄市806前鎮區新街路286號之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinyu Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告

Analysis Report

報告編號：170728-004-001-A

報告日期：2017/08/08

樣品照片：



本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋁騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286號之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F.-1, No. 286-8, Xinyu Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告 - 附表

Analysis Report - Appendix

報告編號：170728-004-001-A

報告日期：2017/08/08

附表一：農藥殘留310項之定量極限

#	檢驗項目名稱		定量極限 (ppm)		
	英文名稱	中文名稱	蔬果類	穀類	茶類
1	Benfuracarb	免扶克	0.01	0.02	-
2	Carbofuran	加保扶	0.01	0.02	0.05
3	Carbosulfan	丁基加保扶	0.01	0.02	0.05
4	3-keto Carbofuran	3-酮基加保扶	0.01	0.02	0.05
5	3-OH Carbofuran	3-羥基加保扶	0.01	0.02	0.05
6	Abamectin	阿巴汀	0.01	0.01	0.05
7	Aldicarb	得滅克	0.01	0.02	0.02
8	Aldicarb sulfone	得滅克蠟	0.01	0.02	0.02
9	Aldicarb sulfoxide	得滅克亞蠟	0.01	0.02	0.02
10	Acephate	毆殺松	0.01	0.02	0.05
11	Acetamiprid	亞滅培	0.01	0.02	0.05
12	Alloxydim (sodium)	亞汰草	0.01	0.02	0.05
13	Ametryn	草殺淨	0.01	0.02	0.05
14	Amisulbrom	安美速	0.01	0.03	0.05
15	Atrazine	草脫淨	0.01	0.02	0.05
16	Azoxystrobin	亞托敏	0.01	0.01	0.05
17	Benalaxyl	本達樂	0.01	0.02	0.05
18	Bendiocarb	免敵克	0.01	0.02	0.05
19	Bensulfuron-methyl	免速隆	0.01	0.02	0.05
20	Benthiazole	佈生	0.01	0.02	0.05
21	Bifenazate	必芬蟎	0.01	0.02	0.05
22	Boscalid	白克列	0.01	0.02	0.05
23	Buprofezin	布芬淨	0.01	0.02	0.05
24	Butocarboxim	佈嘉信	0.01	0.02	0.05
25	Carbaryl	加保利	0.01	0.02	0.05
26	Carbendazim	貝芬替	0.01	0.02	0.05
27	Carpropamid	加普胺	0.01	0.02	0.05
28	Chlorantraniliprole	剋安勃	0.01	0.02	0.05
29	Chlorfluazuron	克福隆	0.01	0.02	0.05
30	Chromafenozide	可芬諾	0.01	0.02	0.05
31	Cinosulfuron	西速隆	0.01	0.02	0.05
32	Clofentezine	克芬蟎	0.01	0.02	0.05
33	Clomazone	可滅蹤	0.01	0.02	0.05
34	Clomeprop	克普草	0.01	0.02	0.05
35	Clothianidin	可尼丁	0.01	0.02	0.05
36	Cyazofamid	賽座滅	0.01	0.02	0.05
37	Chlorosulfamuron	環磺隆	0.01	0.02	0.05
38	Cyflumetofen	賽芬蟎	0.01	0.02	0.05
39	Cymoxanil	克絕	0.01	0.02	0.05
40	Cyprodinil	賽普洛	0.01	0.01	0.05
41	Demeton-S-methyl	滅陽松	0.01	0.02	0.05
42	Diclotophos	雙特松	0.01	0.02	0.05
43	Dimethenamid	汰草滅	0.01	0.02	0.05
44	Dimethoate	大滅松	0.01	0.02	0.05
45	Dimethomorph	達滅芬	0.01	0.02	0.05
46	Dinotefuran	達特南	0.01	0.02	0.05
47	Diuron	達有龍	0.01	0.02	0.05
48	Dymron	汰草龍	0.01	0.02	0.05
49	Ethiprole	益斯普	0.01	0.02	0.05
50	Ethirimol	依瑞莫	0.01	0.02	0.05
51	Etoazole	依殺蟎	0.01	0.02	0.05
52	Famoxadone	凡殺同	0.01	0.02	0.05
53	Fenamiphos	芬滅松	0.01	0.01	0.05
54	Fenazaquin	芬殺蟎	0.01	0.02	0.05
55	Fenbutatin-oxide	芬布賜	0.01	0.02	0.05
56	Fenhexamid	-	0.01	0.02	0.05
57	Fenobucarb	丁基滅必蟲	0.01	0.02	0.05
58	Fenothiocarb	芬硫克	0.01	0.02	0.05

#	檢驗項目名稱		定量極限 (ppm)		
	英文名稱	中文名稱	蔬果類	穀類	茶類
59	Fenoxycarb	芬諾克	0.01	0.02	0.05
60	Fenpyroximate	芬普蟎	0.01	0.02	0.05
61	Fenthion	芬殺松	0.01	0.01	0.05
62	Flazasulfuron	伏速隆	0.01	0.02	0.05
63	Flonicamid	氟尼胺	0.01	0.02	0.05
64	Fluazifop-P-butyl	伏寄普	0.01	0.02	0.05
65	Fludioxonil	護汰寧	0.01	0.02	0.06
66	Flufenoxuron	氟芬隆	0.01	0.02	0.05
67	Fluopicolide	氟比來	0.01	0.02	0.05
68	Flusilazole	護砂得	0.01	0.02	0.05
69	Flutriafol	護汰芬	0.01	0.02	0.05
70	Formetanate	覆滅蟎	0.01	0.02	0.05
71	Furametpyr	福拉比	0.01	0.02	0.05
72	Haloxifop-methyl	甲基合氟氟	0.01	0.02	0.05
73	Hexaconazole	菲克利	0.01	0.02	0.05
74	Hexaflumuron	六伏隆	0.05	0.05	0.1
75	Hexythiazox	合賽多	0.01	0.02	0.05
76	Imazalil	依滅列	0.01	0.01	0.05
77	Imidacloprid	益達胺	0.01	0.02	0.05
78	Indoxacarb	因得克	0.01	0.01	0.01
79	Isazofos	依殺松	0.01	0.02	0.05
80	Isoprocarb	滅必蟲	0.01	0.02	0.05
81	Isouron	愛速隆	0.01	0.02	0.05
82	Linuron	理有龍	0.01	0.02	0.05
83	Mecarbam	滅加松	0.01	0.02	0.05
84	Mepanipyrim	滅派林	0.01	0.02	0.05
85	Metaflumizone	美氟綜	0.01	0.02	0.05
86	Metalaxyl	滅達樂	0.01	0.02	0.05
87	Metconazole-cis	滅特座	0.01	0.02	0.05
88	Methamidophos	達馬松	0.01	0.02	0.05
89	Methiocarb	滅錫克	0.01	0.02	0.05
90	Methomyl	納乃得	0.01	0.02	0.05
91	Methoxyfenozide	滅芬諾	0.01	0.01	0.05
92	Metobromuron	撲多草	0.01	0.02	0.05
93	Metolcarb	治滅蟲	0.01	0.02	0.05
94	Metrafenone	滅芬農	0.01	0.02	0.05
95	Metribuzin	滅必淨	0.01	0.02	0.05
96	Monocrotophos	亞素靈	0.01	0.01	0.05
97	Norflurazon	-	0.01	0.02	0.05
98	Novaluron	諾伐隆	0.01	0.02	0.05
99	Omethoate	歐滅松	0.01	0.02	0.05
100	Oxamyl	歐殺滅	0.01	0.01	0.05
101	Oxycarboxin	嘉保信	0.01	0.02	0.05
102	Pencycuron	賓克隆	0.01	0.02	0.05
103	Penoxsulum	平速欄	0.01	0.01	0.05
104	Phosphamidon	福賜米松	0.01	0.02	0.05
105	Phoxim	巴賽松	0.01	0.02	0.05
106	Pirimicarb	比加普	0.01	0.02	0.05
107	Prochloraz	撲克拉	0.01	0.02	0.05
108	Profenophos	佈飛松	0.01	0.02	0.05
109	Promecarb	普滅克	0.01	0.02	0.02
110	Propamocarb hydrochloride	普拔克	0.01	0.02	0.05
111	Propanil	除草靈	0.01	0.02	0.05
112	Propargite	毆蟎多	0.01	0.02	0.05
113	Propoxur	安丹	0.01	0.02	0.05
114	Pymetrozine	派滅淨	0.01	0.01	-
115	Pyraclostrobin	百克敏	0.01	0.01	0.05
116	Pyridaben	畢達本	0.01	0.02	0.05

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷

環虹鋁騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286號之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinyu Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告 - 附表

Analysis Report - Appendix

報告編號：170728-004-001-A

報告日期：2017/08/08

附表一：農藥殘留310項之定量極限(續)

#	檢驗項目名稱		定量極限 (ppm)		
	英文名稱	中文名稱	蔬果類	穀類	茶類
117	Pyridate	必汰草	0.01	0.02	0.06
118	Pyrifeno	比芬諾	0.01	0.02	0.05
119	Quinoxifen	快諾芬	0.01	0.02	0.05
120	Quislofop-ethyl	快伏草	0.01	0.02	0.05
121	Simazine	草滅淨	0.01	0.02	0.05
122	Spinetoram J	賜諾特 J	0.01	0.01	0.05
123	Spinetoram L	賜諾特 L	0.01	0.01	0.05
124	Spinosad A (spinosin A)	賜諾殺 A	0.01	0.01	0.05
125	Spinosad D (spinosin D)	賜諾殺 D	0.01	0.01	0.05
126	Spirodiclofen	賜派芬	0.01	0.02	0.05
127	Spirotetramat	賜派滅	0.01	0.02	0.05
128	Tebufenozide	得芬諾	0.01	0.02	0.05
129	Tebufenpyrad	得芬瑞	0.01	0.02	0.05
130	Tepaloxymid	得殺草	0.01	0.02	0.05
131	Thiabendazole	腐絕	0.01	0.02	0.05
132	Thiacloprid	賽果培	0.01	0.02	0.05
133	Thiamethoxam	賽速安	0.01	0.01	0.05
134	Thiobencarb	殺丹	0.01	0.02	0.05
135	Thiodicarb	硫敵克	0.01	0.02	0.05
136	Tolfenpyrad	脫芬瑞	0.01	0.02	0.05
137	Trichlorfon	三氯松	0.01	0.02	0.05
138	Tricyclazole	三賽唑	0.01	0.02	0.05
139	Trifloxystrobin	三氟敏	0.01	0.01	0.05
140	Triforine	賽福寧	0.01	0.02	0.05
141	Vamidothion	賽米松	0.01	0.02	0.05
142	XMC (Macbal)	滅克蟲	0.01	0.02	0.05
143	Xylcarb	滅爾森	0.01	0.02	0.05
144	Zoxamide	座賽胺	0.01	0.02	0.05
145	Bentazone	本達隆	0.01	0.02	0.05
146	Diflubenzuron	二福隆	0.01	0.02	0.05
147	Fipronil	芬普尼	0.001	0.001	0.002
148	Fluazinam	扶吉胺	0.01	0.02	0.05
149	Lufenuron	祿芬隆	0.01	0.02	0.05
150	Teflubenzuron	得福隆	0.01	0.02	0.05
151	α-BHC	α-蟲必死	0.01	0.02	0.03
152	β-BHC	β-蟲必死	0.01	0.02	0.05
153	γ-BHC (Lindane)	γ-蟲必死 (靈丹)	0.01	0.02	0.05
154	δ-BHC	δ-蟲必死	0.01	0.02	0.05
155	α-Endosulfan	α-安殺番	0.01	0.02	0.05
156	β-Endosulfan	β-安殺番	0.01	0.04	0.1
157	Endosulfan-sulfate	安殺番硫酸鹽	0.01	0.04	0.1
158	cis-Chlordane	cis-可氯丹	0.01	0.02	0.05
159	trans-Chlordane	trans-可氯丹	0.01	0.02	0.05
160	o,p'-DDT	o,p'-滴滴涕	0.01	0.02	0.02
161	p,p'-DDT	p,p'-滴滴涕	0.01	0.02	0.02
162	o,p'-DDD	o,p'-滴滴滴	0.01	0.02	0.02
163	p,p'-DDD	p,p'-滴滴滴	0.01	0.02	0.02
164	o,p'-DDE	o,p'-滴滴易	0.01	0.02	0.02
165	p,p'-DDE	p,p'-滴滴易	0.01	0.02	0.02
166	Aldrin	阿特靈	0.01	0.02	0.03
167	Dieldrin	地特靈	0.01	0.02	0.05
168	Acetochlor	-	0.01	0.02	0.1
169	Acrinathrin	阿納寧	0.01	0.02	0.05
170	Alachlor	拉草	0.01	0.02	0.05
171	Allethrin	亞烈寧	0.02	0.1	0.1
172	Azinphos-methyl	谷速松	0.01	0.02	0.1
173	Benfluralin	倍尼芬	0.01	0.02	0.05
174	Bifenox	必芬諾	0.01	0.02	0.05
175	Bifenthrin	畢芬寧	0.01	0.02	0.05
176	Bitertanol	比多農	0.01	0.02	0.05
177	Bromacil	克草	0.01	0.02	0.05
178	Bromophos-ethyl	乙基溴磷松	0.01	0.02	0.05
179	Bromophos-methyl	(甲基) 溴磷松	0.01	0.02	0.1
180	Bromopropylate	新殺蟎	0.01	0.02	0.05
181	Bromuconazole	溴克座	0.01	0.02	0.05
182	Bupirimate	布瑞莫	0.01	0.02	0.05
183	Butachlor	丁基拉草	0.01	0.02	0.05
184	Butralin	比達寧	0.01	0.02	0.05
185	Carbophenothion	加芬松	0.01	0.02	0.05
186	Chinomethionat	蟎離丹	0.01	0.02	0.05
187	Chlorfenapyr	克凡派	0.01	0.02	0.1
188	Chloropropylate	克氯蟎	0.01	0.02	0.02
189	Chlorothalonil	四氯異苯腈	0.02	0.04	0.1
190	Chlorpropham	-	0.01	0.02	0.05
191	Chlorpyrifos	陶斯松	0.01	0.02	0.05
192	Chlorpyrifos-methyl	甲基陶斯松	0.01	0.02	0.05
193	Chlorthal-dimethyl	大克草	0.01	0.02	0.05
194	Chlzolinate	克氯得	0.01	0.02	0.05
195	Cyanofenphos	施力松	0.01	0.02	0.05
196	Cyfluthrin	賽扶寧	0.01	0.02	0.05
197	Cyhalofop-butyl	丁基賽伏草	0.01	0.02	0.05
198	Cypermethrin	賽滅寧	0.01	0.03	0.5
199	Alpha-cypermethrin	亞滅寧	0.01	0.03	0.5
200	Cyproconazole	環克座	0.01	0.02	0.05
201	Deltamethrin	第滅寧	0.01	0.02	0.05
202	Diazinon	大利松	0.01	0.02	0.05
203	Dichlorvos	二氯松	0.01	0.02	0.05
204	Dicloran	大克爛	0.01	0.02	0.05
205	Dicofol	大克蟎	0.01	0.02	0.05
206	Dicofol (DCBP)	大克蟎代謝物	0.01	0.02	0.05
207	Difenoconazole	待克利	0.01	0.02	0.05
208	Diniconazole	達克利	0.01	0.02	0.05
209	Dinitramine	捷乃安	0.01	0.02	0.05
210	Diphenamid	大芬松	0.01	0.02	0.05
211	Disulfoton	二硫松	0.01	0.02	0.05
212	Ditalimfos	普得松	0.01	0.02	0.03
213	Edifenphos	護粒松	0.01	0.02	0.05
214	EPR	安特靈	0.01	0.02	0.05
215	EPN	一品松	0.01	0.02	0.03
216	Epoxiconazole	依普座	0.01	0.02	0.05
217	Ethion	愛殺松	0.01	0.02	0.05
218	Ethoprophos	普伏松	0.01	0.01	0.05
219	Etofenprox	依芬寧	0.01	0.02	0.05
220	Etrifos	益多松	0.01	0.02	0.05
221	Fenarimol	芬瑞莫	0.01	0.02	0.05
222	Fenbuconazole	芬克座	0.01	0.02	0.05
223	Fenitrothion	撲滅松	0.01	0.02	0.05
224	Fenoxaprop-ethyl	芬殺草	0.01	0.02	0.05
225	Fenpropathrin	芬普寧	0.01	0.02	0.05
226	Fenpropimorph	芬普福	0.01	0.02	0.05
227	Fensulfothion	繁福松	0.01	0.04	0.25
228	Fenvalerate	芬化利	0.01	0.02	0.05
229	Esfenvalerate	益化利	0.01	0.02	0.05
230	Flucythrinate	護賽寧	0.01	0.02	0.05
231	Flutolanil	福多寧	0.01	0.02	0.05
232	Fluvalinate	福化利	0.01	0.02	0.05

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋁騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286號之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinyu Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告 - 附表

Analysis Report - Appendix

報告編號：170728-004-001-A

報告日期：2017/08/08

附表一：農藥殘留310項之定量極限 (續)

#	檢驗項目名稱		定量極限 (ppm)		
	英文名稱	中文名稱	蔬果類	穀類	茶類
232	Fonofos	大福松	0.01	0.02	0.05
233	Formothion	福木松	0.01	0.02	0.05
234	Fthalide	熱必斯	0.01	0.02	0.05
235	Halfenprox	合芬寧	0.01	0.02	0.05
236	Heptachlor	飛佈達	0.01	0.04	0.05
237	Heptachlor epoxide	環氧飛佈達	0.01	0.02	0.05
238	Heptenophos	飛達松	0.01	0.02	0.05
239	Hexazinone	菲殺淨	0.01	0.02	0.05
240	Imibenconazole	易胺座	0.02	0.04	0.25
241	Iprobenfos	丙基喜樂松	0.01	0.02	0.05
242	Iprodione	依普同	0.01	0.02	0.05
243	Isofenphos	亞芬松	0.01	0.02	0.05
244	Isoprothiolane	亞陽圃	0.01	0.02	0.05
245	Isoxathion	加福松	0.01	0.02	0.1
246	Kresoxim-methyl	克收欣	0.01	0.02	0.05
247	Malathion	馬拉松	0.01	0.02	0.05
248	Mefenacet	滅芬草	0.01	0.02	0.05
249	Mephosfolan	美福松	0.01	0.02	0.05
250	Mepronil	滅普寧	0.01	0.02	0.05
251	Metazachlor	滅草胺	0.01	0.02	0.05
252	Methacrifos	滅克松	0.01	0.02	0.1
253	Methidathion	滅大松	0.01	0.02	0.05
254	Metolachlor	莫多草	0.01	0.02	0.05
255	Mevinphos	美文松	0.01	0.02	0.2
256	Mirex	滅蟻樂	0.01	0.04	0.05
257	Molinate	稻得壯	0.01	0.02	0.25
258	Myclobutanil	邁克尼	0.01	0.02	0.05
259	Napropamide	滅落脫	0.01	0.02	0.05
260	Nuarimol	尼瑞莫	0.01	0.02	0.05
261	Oxadiazon	樂滅草	0.01	0.02	0.05
262	Oxadixyl	歐殺斯	0.01	0.02	0.05
263	Oxyfluorfen	復祿芬	0.01	0.02	0.05
264	Paclobutrazol	巴克素	0.01	0.02	0.05
265	Parathion	巴拉松	0.01	0.02	0.05
266	Parathion-methyl	甲基巴拉松	0.01	0.02	0.05
267	Penconazole	平克座	0.01	0.02	0.05
268	Pendimethalin	施得圃	0.01	0.02	0.05
269	Permethrin	百滅寧	0.01	0.02	0.05
270	Phenthoate	賽達松	0.01	0.02	0.05
271	Phorate	福瑞松	0.01	0.02	0.05
272	Phosalone	裕必松	0.01	0.02	0.05
273	Phosmet	益滅松	0.01	0.02	0.05
274	Pirimiphos-ethyl	乙基亞特松 (必滅松)	0.01	0.02	0.05
275	Pirimiphos-methyl	亞特松	0.01	0.02	0.05
276	Pretilachlor	普拉草	0.01	0.04	0.25
277	Procymidone	撲滅寧	0.01	0.02	0.05
278	Prometryn	佈滅淨	0.01	0.02	0.05
279	Propaphos	加護松	0.01	0.02	0.05
280	Propiconazole	普克利	0.01	0.02	0.05
281	Prothiofos	普硫松	0.01	0.02	0.05
282	Pyraclofos	白克松	0.01	0.02	0.05
283	Pyrazophos	白粉松	0.01	0.02	0.05
284	Pyridaphenthion	必芬松	0.01	0.02	0.05
285	Pyrimethanil	派美尼	0.02	0.04	0.05
286	Pyrimidifen	畢汰芬	0.01	0.02	0.05
287	Pyriproxyfen	百利普芬	0.01	0.01	0.05
288	Pyroquilon	百快隆	0.01	0.02	0.05
289	Quinalphos	拜裕松	0.01	0.02	0.05
290	Quintozene (PCNB)	五氯硝苯	0.01	0.02	0.02
291	Methyl pentachlorophenyl sulfide	五氯苯基甲基硫化物	0.01	0.02	0.02
292	Pentachloroaniline	五氯苯胺	0.01	0.02	0.02
293	Salithion	殺力松	0.01	0.02	0.03
294	Silafluofen	砂護芬	0.01	0.02	0.05
295	Tebuconazole	得克利	0.01	0.02	0.05
296	Terbufos	托福松	0.01	0.01	0.05
297	Tetraconazole	四克利	0.01	0.02	0.05
298	Tetradifon	得脫麟	0.01	0.02	0.05
299	Tetramethrin	治滅寧	0.01	0.02	0.05
300	Thenylchlor	欣克草	0.01	0.02	0.05
301	Thifluzamide	賽氟滅	0.01	0.02	0.05
302	Tolclofos-methyl	脫克松	0.01	0.02	0.05
303	Triadimefon	三泰芬	0.01	0.02	0.05
304	Triadimenol	三泰隆	0.01	0.02	0.05
305	Triazophos	三落松	0.01	0.02	0.05
306	Tridiphane	三地芬	0.01	0.02	0.05
307	Triflumizole	賽福座	0.01	0.02	0.05
308	Trifluralin	三福林	0.01	0.02	0.04
309	Vinclozolin	免克寧	0.01	0.02	0.05
310	λ-Cyhalothrin	賽洛寧	0.01	0.02	0.05

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋁騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286號之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinyu Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告

Analysis Report

報告編號：170728-004-001-B

報告日期：2017/08/09

樣品名稱：老樟樹牛樟芝滴丸
樣品資訊：市售完整包裝 有效期限二年
委託者：老樟樹生物科技有限公司
委託者地址：雲林縣莿桐鄉四合村后埔路32之5號
委託日期：2017/07/28
分析日期：2017/08/01~2017/08/08
檢驗項目：重金屬 (砷、鎘、汞、鉛)[#]
檢驗方法：重金屬檢驗方法總則 (衛生福利部103年8月25日部授食字第1031901169號公告修正)，以感應耦合電漿放射光譜儀 (ICP/OES) 進行分析。(註1)

檢驗項目 (單位：μg/g, ppm)			
檢驗結果：	Arsenic (As)	砷	未檢出 (N.D.)
	Cadmium (Cd)	鎘	未檢出 (N.D.)
	Mercury (Hg)	汞	未檢出 (N.D.)
	Lead (Pb)	鉛	未檢出 (N.D.)

-以下空白-

報告簽署人：

Shu chuan Kuo

Project Manager signed for and on behalf of
Hyper Quantum Technologies, Ltd.



- 備註：
1. 方法之定量極限或檢量線最低點為砷/鎘/汞/鉛2.0 ppm，低於定量極限和檢量線最低點之檢驗結果分別以未檢出 (N.D.) 和 "<Z" 表示。
 2. *表示該檢驗項目屬認證範圍，#表示該檢驗項目係委由外包單位執行分析。
 3. 本檢驗報告樣品是由顧客送樣，且由顧客聲稱並經確認。本檢驗報告僅對本樣品負責，有效期限為5年。
 4. 本檢驗報告所記載事項，僅供作參考資料，不得做為廣告之用。未經本公司實驗室書面同意不得摘錄、複製，但全部複製除外。

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋁騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286號之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F.-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告

Analysis Report

報告編號：170728-004-001-B

報告日期：2017/08/09

樣品照片：



本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋁騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286號之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F.-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告

Analysis Report

報告編號：170728-004-001-C

報告日期：2017/08/15

樣品名稱：老樟樹牛樟芝滴丸
樣品資訊：市售完整包裝 有效期限二年
委託者：老樟樹生物科技有限公司
委託者地址：雲林縣莿桐鄉四合村后埔路32之5號
委託日期：2017/07/28
分析日期：2017/08/01~2017/08/15
檢驗項目：西藥成份195項[#]
檢驗方法：實驗室內部方法，以HPLC分析。(註1)

檢驗項目		
檢驗結果：	Chemicals for clinical use(195)	西藥成份195項 未檢出 (N.D.)
	-以下空白-	

報告簽署人：

Shu Chun Kuo

Technical Manager signed for and on behalf of
Hyper Quantum Technologies, Ltd.



備註：

1. 方法之定量極限詳見附表一，低於定量極限之檢驗結果以未檢出 (N.D.) 表示。
2. #表示該檢驗項目係委由外包單位執行分析。
3. 本檢驗報告樣品是由顧客送樣，且由顧客聲稱並經確認。本檢驗報告僅對本樣品負責，有效期限為5年。
4. 本檢驗報告所記載事項，僅供作參考資料，不得做為廣告之用。未經本公司實驗室書面同意不得摘錄、複製，但全部複製除外。

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷





檢驗報告

Analysis Report

報告編號：170728-004-001-C

報告日期：2017/08/15

樣品照片：



本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷





檢驗報告 - 附表

Analysis Report - Appendix

報告編號：170728-004-001-C

報告日期：2017/08/15

附表一：西藥成份195項之定量極限

#	檢驗項目名稱	定量極限 (mg/g)	
		液體	固體
1	Betamethasone	2	10
2	Cortisone acetate	1	5
3	Dexamethasone	1	5
4	Hydrocortisone	1	5
5	Hydrocortisone-21-Acetate	1	5
6	Methylprednisolone	0.5	2.5
7	Oxymetholone	5	25
8	Prednisolone	0.5	2.5
9	Prednisone	0.2	1
10	Triamcinolone acetonide	1	5
11	Benzafibrate	0.06	0.3
12	Clofibrate	0.06	0.3
13	Gemfibrozil	0.07	0.35
14	17a-Ethinylestradiol	0.164	0.82
15	3,3,5-Triiodothyronine free acid	0.45	2.25
16	Carbimazole	0.5	2.5
17	Clomiphene Citrate	2.5	12.5
18	Diethylstilbestrol	1	5
19	Danazol	7.5	37.5
20	Estradiol benzoate	1	5
21	Estriol	0.25	1.25
22	Estrone	0.25	1.25
23	Ethinyl-Androstenediol	7.5	37.5
24	Formestane	15	75
25	Methyltestosterone	3	15
26	Progesterone	2.5	12.5
27	Testosterone propionate	4	20
28	Naloxone	0.25	1.25
29	Naltrexone	0.25	1.25
30	Acetazolamide	10	50
31	Chlorothiazide	0.2	1
32	Furosemide	0.25	1.25
33	Hydrochlorothiazide	0.6	3
34	Indapamide	0.75	3.75
35	Metolazone	1.75	8.75
36	Spironolactone	1	5
37	Triamterene	0.88	4.4
38	Amoxicillin trihydrate	1	5
39	Ampicillin trihydrate	0.8	4
40	Chloramphenicol	0.3	1.5
41	Chlortetracycline	0.8	4
42	Erythromycin estolate	3.2	16
43	Fluconazole	0.4	2
44	Griseofulvin	0.3	1.5
45	Isoniazid	0.25	1.25
46	Metronidazole	1	5
47	Nalidixic acid	1	5
48	Nitrofurantoin	1	5
49	Nitrofurazone	1	5
50	Norfloxacin	1	5
51	Oxolinic acid	1	5
52	Phenazopyridine	1	5
53	Rifampicin	0.8	4
54	Sulfadiazine	1	5
55	Sulfadimethoxine	0.3	1.5
56	Sulfaguanidine	0.5	2.5
57	Sulfamerazine	0.4	2
58	Sulfamethazine	0.45	2.25

#	檢驗項目名稱	定量極限 (mg/g)	
		液體	固體
59	Sulfamethizole	0.3	1.5
60	Sulfamethoxazole	0.2	1
61	Sulfamethoxypyridazine	0.4	2
62	Sulfanilamide	0.4	2
63	Sulfathiazole	0.5	2.5
64	Sulfisomidine	1	5
65	Sulfisoxazole	1	5
66	Tetracycline HCl	0.8	4
67	Trimethoprim	0.2	1
68	Econazole Nitrate	0.588	2.94
69	Acetohexamide	0.5	2.5
70	Chlorpropamide	0.25	1.25
71	Glybenclamide	0.25	1.25
72	Metformin	0.5	2.5
73	Phenformin hydrochloride	0.5	2.5
74	Tolazamide	0.125	0.625
75	Tolbutamide	0.25	1.25
76	Brompheniramine maleate	0.125	0.625
77	Carbinoxamine maleate	0.125	0.625
78	Chlorpheniramine maleate	0.5	2.5
79	Cinnarizine	0.125	0.625
80	Diphenhydramine	0.53	2.65
81	Diphenidol	0.14	0.7
82	Ketotifen Fumarate	0.25	1.25
83	Triprolidine	0.5	2.5
84	Atropine	0.4	2
85	Bisacodyl	0.4	2
86	Buscopan (scopolamine n-butylbromide)	1	5
87	Camyloline	1	5
88	Cimetidine	0.4	2
89	DL-Homatropine	0.4	2
90	Ethaverine	0.3	1.5
91	Flopropione	0.3	1.5
92	Metoclopramide	0.6	3
93	Oxyphenyclimine	1	5
94	Propantheline bromide	0.4	2
95	Ranitidine HCL	3.33	16.65
96	Chlormezanone	0.125	0.625
97	Chlorpromazine HCl	0.25	1.25
98	Clordiazepoxide HCl	0.25	1.25
99	Diazepam	0.25	1.25
100	Diphenylhydantoin	0.125	0.625
101	Flunitrazepam (FM2)	0.155	0.775
102	Fluoxetine	0.5	2.5
103	Melatonin	0.4	2
104	Meprobamate	10	50
105	Oxazolam	2	10
106	Phenobarbital	0.25	1.25
107	Primidone	0.25	1.25
108	Sulpiride	1	5
109	Thioridazine	0.5	2.5
110	Acemetacin	0.2	1
111	Acetaminophen	0.25	1.25
112	Acetylsalicylic acid	1	5
113	Aminopyrine	0.3	1.5
114	Benzydamine	0.2	1
115	Bucetin	0.25	1.25
116	Bufexamac	0.1	0.5

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋁騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286號之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告 - 附表

Analysis Report - Appendix

報告編號：170728-004-001-C

報告日期：2017/08/15

附表一：西藥成份195項之定量極限(續)

#	檢驗項目名稱	定量極限 (mg/g)	
		液體	固體
117	Diclofenac sodium	0.1	0.5
118	Dipyron	2	10
119	Ethoxybenzamide	0.1	0.5
120	Fenbufen	0.25	1.25
121	Flufenamic acid	0.2	1
122	Flurbiprofen	0.2	1
123	Ibuprofen	0.2	1
124	Indomethacin	0.15	0.75
125	Ketoprofen	0.15	0.75
126	Mefenamic acid	0.25	1.25
127	Methylsalicylate	0.04	0.2
128	Naproxen	0.4	2
129	Niflumic acid	0.35	1.75
130	Oxyphenbutazone	0.6	3
131	Phenacetin	0.2	1
132	Phenylbutazone	0.5	2.5
133	Piroxicam	0.4	2
134	Salicylamide	0.1	0.5
135	Salicylic acid	0.385	1.925
136	Sulindac	0.1	0.5
137	Atenolol	1	5
138	Diltiazem	0.25	1.25
139	Dipyridamole	1	5
140	Fenofibrate	0.37	1.85
141	Hydralazine HCl	2	10
142	Methyldopa	0.25	1.25
143	Minoxidil	0.25	1.25
144	Nifedipine	0.5	2.5
145	Pentoxifylline	0.25	1.25
146	Prazosin	1	5
147	Propranolol	1	5
148	Reserpine (蛇根鹼)	1	5
149	Phentolamine	0.25	1.25
150	Benzocaine	0.125	0.625
151	Dibucaine	0.593	2.965
152	Lidocaine	0.25	1.25
153	Oxethazaine	0.25	1.25
154	Procaine	5.81	29.05
155	Tetracaine	0.5	2.5
156	Allopurinol	1	5

#	檢驗項目名稱	定量極限 (mg/g)	
		液體	固體
157	Benzbromarone	0.25	1.25
158	Colchicine	0.25	1.25
159	Probenecid	0.25	1.25
160	Sulfinpyrazone	0.25	1.25
161	Amphetamine (安非他命)	1	5
162	Fenfluramine	1	5
163	Heroin (海洛因)	1	5
164	Ketamine (K他命)	1	5
165	Methamphetamine(甲基安非他命)	1	5
166	Phentermine	0.25	1.25
167	Secobarbital	0.66	3.3
168	Chlorhexidine	0.4	2
169	Methimazole (抗甲狀腺藥物)	1.3	6.5
170	Mixed alkyltrimethylammonium bromide	0.8	4
171	Nicotine (尼古丁)	0.4	2
172	Podophyllotoxin(鬼臼毒素)	0.2	1
173	Santonin(山道年) -驅蟲劑	2.3	11.5
174	Caffeine (咖啡因)	0.25	1.25
175	Ephedrine (麻黃素)	2.5	12.5
176	Methylephedrine	1	5
177	Phenylephrine	2	10
178	Phenylpropanolamine	4	20
179	Theobromine (可可鹼)	1	5
180	Carisoprodol	10	50
181	Chlorzoxazone	0.625	3.125
182	Flavoxate	0.25	1.25
183	Mephnesin	0.125	0.625
184	Orphenadrine citrate	0.25	1.25
185	Aminophylline(Theophylline)	3.375	16.875
186	Dihydroxypropyltheophylline(Diprophylline · Dyphylline)	0.25	1.25
187	Fenoterol	4.25	21.25
188	Salbutamol	1	5
189	Becantex	8	40
190	Bromhexine	2	10
191	Cloperastine	0.5	2.5
192	Dextromethorphan	1	5
193	Guaifenesin	0.125	0.625
194	Noscapine HCl	1	5
195	Papaverine (罌粟鹼)	0.5	2.5

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋇騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286號之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告

Analysis Report

報告編號：170728-004-001-D

報告日期：2017/08/15

樣品名稱：老樟樹牛樟芝滴丸
樣品資訊：市售完整包裝 有效期限二年
委託者：老樟樹生物科技有限公司
委託者地址：雲林縣莿桐鄉四合村后埔路32之5號
委託日期：2017/07/28
分析日期：2017/07/31~2017/08/14
檢驗項目：總三萜[#]
檢驗方法：Journal of Food Engineering (2007) 81: 162-170 (註1)

		檢驗項目 (單位：g/100 g)
檢驗結果：	Total Triterpenoids	總三萜 3.84 g/100 g

-以下空白-

報告簽署人：

Shu Chun Kuo

Technical Manager signed for and on behalf of
Hyper Quantum Technologies, Ltd.



- 備註：
1. 方法之定量極限為總三萜0.06 g/100 g，低於定量極限之檢驗結果以未檢出 (N.D.) 表示。
 2. *表示該檢驗項目屬認證範圍，#表示該檢驗項目係委由外包單位執行分析。
 3. 本檢驗報告樣品是由顧客送樣，且由顧客聲稱並經確認。本檢驗報告僅對本樣品負責，有效期限為5年。
 4. 本檢驗報告所記載事項，僅供作參考資料，不得做為廣告之用。未經本公司實驗室書面同意不得摘錄、複製，但全部複製除外。

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋇騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286號之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告

Analysis Report

報告編號：170728-004-001-D

報告日期：2017/08/15

樣品照片：



本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋁騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286號之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F.-1, No. 286-8, Xinyu Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com